

产品名称	丙酮酸钠 (Sodium Pyruvate) 100mM
货号	SNSP-002
规格	100mL
简介	<p>丙酮酸钠 (Sodium Pyruvate) 是一种常见的丙酮酸盐, 丙酮酸钠及丙酮酸均天然存在于人体内, 是糖酵解的产物, 可以作为葡萄糖缺乏时的碳源。体外培养细胞时, 细胞优先使用葡萄糖作为碳源, 在葡萄糖缺乏时可以利用丙酮酸钠作为替补碳源, 维持细胞正常代谢活动, 补充一定浓度的丙酮酸钠可以保证一些细胞在较低密度时的活性。</p> <p>本公司生产的丙酮酸钠经数百种细胞长期培养验证, 对细胞无毒害作用, 能够促进细胞增殖。</p>
使用方法	按使用浓度配置成完全培养基, 建议尽快用完;
浓度	100mM (100X)
外观	无色透明液体
存储条件	4°C
保质期	1 年
注意事项:	<ol style="list-style-type: none">1. 本产品经检测无菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染。2. 注意低温保存, 开封后尽早用完, 避免反复冻融。3. 该产品仅供科研使用, 不得用于诊断或临床实验。