

产品名称	L-谷氨酰胺 (L-Glutamine)
货号	SNSP-003
规格	100mL
简介	<p>L-谷氨酰胺 (L-Glutamine) 是一种氨基酸, 不仅可以用于合成蛋白质、核酸等, 也是细胞能量来源。由于 L-谷氨酰胺在溶液中不稳定, 极易降解, L-谷氨酰胺缺乏会导致细胞营养不良、生长状态变差甚至死亡, 因此在 4°C 保存了 2 周以上的培养基中通常需要补加一定量的 L-谷氨酰胺以保证培养效果。</p> <p>本公司生产的 L-谷氨酰胺经数百种细胞长期培养验证, 对细胞无毒害作用, 能够促进细胞增殖。</p>
使用方法	按使用浓度配置成完全培养基, 建议尽快用完;
浓度	200mM (100X)
外观	无色透明液体
存储条件	-20°C
保质期	1 年
冻融后会有部分内容物析出, 混匀后使用即可, 不影响使用效果	
注意事项:	
<ol style="list-style-type: none">1. 本产品经检测无菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染。2. 注意冻存保存, 开封后尽早用完, 避免反复冻融。3. 该产品仅供科研使用, 不得用于诊断或临床实验。	