

产品名称	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 (Alanyl-Glutamine)
货号	SNSP-004
规格	100mL
简介	<p>L-谷氨酰胺 (L-Glutamine) 是一种氨基酸，不仅可以用于合成蛋白质、核酸等，也是细胞能量来源。由于 L-谷氨酰胺在溶液中不稳定，极易降解，因此需要经常补加。L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 (Alanyl-Glutamine) 又名丙氨酰谷氨酰胺、丙谷二肽、力肽，是一种在水溶液中稳定的二肽，可以直接替代培养基中的 L-谷氨酰胺使用，无细胞毒副作用，培养基保存时间较长也无需额外添加 L-谷氨酰胺。</p> <p>本公司生产的 L-丙氨酰-L-谷氨酰胺经数百种细胞长期培养验证，对细胞无毒害作用，能够促进细胞增殖。</p>
使用方法	按使用浓度配置成完全培养基，建议尽快用完；
浓度	200mM (100X)
外观	无色透明液体
存储条件	-20℃
保质期	1年
注意事项：	<ol style="list-style-type: none">1. 本品仅适用于哺乳动物细胞，对昆虫细胞等其他类型细胞效果欠佳，非哺乳动物细胞建议选择 SNSP-003 产品2. 本产品经检测无菌，使用时应注意无菌操作，避免污染。3. 注意冻存保存，开封后尽早用完，避免反复冻融。4. 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。