

产品名称	非必需氨基酸 (Non-Essential Amino Acids, NEAA)
货号	SNSP-005
规格	100mL
简介	<p>非必需氨基酸 (Non-Essential Amino Acids, NEAA) 是由 L-丙氨酸、L-谷氨酸、L-天 (门) 冬酰胺、L-天 (门) 冬氨酸、L-脯氨酸、L-丝氨酸和甘氨酸 7 种非必需氨基酸组成的, 非必需氨基酸是一类细胞可以通过其他氨基酸代谢合成的氨基酸, 虽然培养基中不含非必需氨基酸不会导致细胞缺乏蛋白合成所需组分, 但细胞自身合成非必需氨基酸的过程中会产生一些代谢产物可能影响细胞培养状态, 因此非必需氨基酸也是一种可以有效提高细胞代谢效率、降低代谢产物影响的添加剂。</p> <p>本公司生产的非必需氨基酸经数百种细胞长期培养验证, 对细胞无毒害作用, 能够促进细胞增殖。</p>
使用方法	按使用浓度配置成完全培养基, 建议尽快用完;
浓度	100X
外观	无色透明液体
存储条件	4°C
保质期	1 年
注意事项:	<ol style="list-style-type: none">1. 本产品经检测无菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染。2. 冻融后会有部分内容物析出, 复温或水浴后混匀后使用即可, 不影响使用效果。3. 注意低温保存, 开封后尽早用完, 避免反复冻融。4. 该产品仅供科研使用, 不得用于诊断或临床实验。

